



## Super-Snap®

Nachfüllpackung 50 Scheiben, violett, Körnung mittel, Beschichtung beidseitig

---



Artikelnr.: 25144

Hersteller: Shofu Dental GmbH

Gewicht: 0.023 kg

Höhe: 26 mm

Breite: 47 mm

Länge: 73 mm

**€ 10,38**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Nachfüllpackung** 50 Scheiben, violett, Körnung mittel, Beschichtung beidseitig

Poliersystem für Microfill/Composite Füllungen. Vier Körnungen ermöglichen eine perfekte Politur vom Konturieren bis zum Hochglanzpolieren. Die beschichteten Polierscheiben sind extrem dünn und hochflexibel. Sie sind auf weichen, elastischen Trägern befestigt, die einfach auf das Mandrell aufgesetzt werden. Konturieren, Finieren und Polieren bis zum Hochglanz von Komposit-Restorationen.

- Konturieren: Super-Snap® Scheibe schwarz (grobe Körnung)
- Finieren: Super-Snap® Scheibe violett (mittlere Körnung)
- Polieren: Super-Snap® Scheibe grün (feine Körnung)
- Hochglanz: Super-Snap® Scheibe rot (extrafeine Körnung)