




GC Fuji PLUS

Packung 15 g Pulver A3



Artikelnr.: 25194
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.071 kg
Höhe: 91 mm
Breite: 43 mm
Länge: 48 mm

€ 52,77

Zzgl. MwSt.

Packung 15 g Pulver A3

GC Fuji PLUS ist ein kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement, der für eine konsequent stressfreie Zementierung bei routinemäßigen Kronen- und Brückenrestaurationen sorgt.

GC Fuji PLUS wurde entwickelt, damit Sie einfach und fehlerfrei zementieren und sich auf einen starken und dauerhaft stabilen Haftverbund verlassen können. Die hervorragende Leistung und Verfügbarkeit in verschiedenen Farbtönen machen *GC Fuji PLUS* zu einem Mehrzweckzement.