



GC Fuji PLUS

Packung 15 g Pulver transluzent



Artikelnr.: 25195

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.071 kg

Höhe: 91 mm

Breite: 43 mm

Länge: 48 mm

€ 52,77

Zzgl. MwSt.

Packung 15 g Pulver transluzent

GC Fuji PLUS ist ein kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement, der für eine konsequent stressfreie Zementierung bei routinemäßigen Kronen- und Brückenrestorationen sorgt.

GC Fuji PLUS wurde entwickelt, damit Sie einfach und fehlerfrei zementieren und sich auf einen starken und dauerhaft stabilen Haftverbund verlassen können. Die hervorragende Leistung und Verfügbarkeit in verschiedenen Farbtönen machen *GC Fuji PLUS* zu einem Mehrzweckzement.