



Foliflex

Packung 10 Stück transparent, Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm



Artikelnr.: 25199

Hersteller: al dente Dentalprodukte

Gewicht: 0.199 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 128 mm

Länge: 128 mm

€ 23,02

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Tiefziehfolien transparent, Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm

Eine weiche, gummiartige Folie, die sich durch Wärme verschweißen lässt. Verbindet sich nicht mit Acrylat.

Anwendung

- Orthodontische Behelfe
- Sport-Mundschutz
- Modell-Dublierung
- Sandwich-Schiene
- Knirscherschutz
- Bleachingschienen