



Röntgenfilm- und Speicherfolienhalter™

Testset



Artikelnr.: 25271
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.239 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 193 mm
Länge: 220 mm

€ 89,39

Zzgl. MwSt.

Testset 6 Röntgenfilmhalter mit Ring (Kwik-Bite, Super-Bite Anterior, Super-Bite Posterior, Paro-Bite, Endo-Bite Anterior, Endo-Bite Posterior), 6 Zentrierhilfen

Aussagekräftige Röntgenbilder sind ein unabdingbares Hilfsmittel für die Diagnose. Je perfekter die Technik, desto besser die Röntgenbilder und desto präziser die Diagnose. Die Vorteile der Hawe-Lösungen für Röntgenaufnahmen liegen klar auf der Hand. Genaue Positionierung des Films oder der Speicherfolie zum Zahn - kein Verbiegen und somit keine Verzerrungen. Kein ungefähres Augenmaß – ausschließlicher und automatischer Verlass auf die extraorale Ziel- und Zentriervorrichtung. Reproduzierbare Bilder (Quasi-Standardisierung). Optimale Aussagekraft der Röntgenbilder. Verbesserung der Qualität. Konstante Qualität der Aufnahmen über längere Zeiträume – unabhängig von der ausführenden Person. Gesteigerte Rentabilität. Einfachheit des Systems in der Anwendung – Zeitersparnis. Delegation an Hilfspersonal möglich. Nutzt die modernste Technologie. Spezielle Halter (farbcodiert) für verschiedene Arten von Röntgenaufnahmen. Kompatibilität mit allen Röntgentuben.