



PROTHO CLEAN®

Spraydose 75 ml



Artikelnr.: 25306

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.075 kg

Höhe: 142 mm

Breite: 35 mm

Länge: 35 mm

€ 8,78

Zzgl. MwSt.

Spraydose 75 ml

Vollsynthetisches Pflegemittel zur Reinigung und Hochglanzpolitur von Kunststoffprothesen Aufwertung der Präsentation Ihrer prothetischen Arbeit. Zum Entfernen von Poliermittel- und Monomerresten auf Zahnersatz. Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit weichem Tuch abwischen. Angenehmer Minzgeschmack.