



TERYLENE

Stück 100 m Faden ungefärbt, Stärke 3/0



Artikelnr.: 25350
Hersteller: Serag-Wiessner
Gewicht: 0.191 kg
Höhe: 67 mm
Breite: 123 mm
Länge: 144 mm

€ 87,95

Zzgl. MwSt.

Stück 100 m Faden ungefärbt, Stärke 3/0

TERYLENE ist ein seit Jahrzehnten bewährtes, nicht resorbierbares Nahtmaterial mit universellem Einsatzbereich. Ein besonders positives Merkmal ist die hohe Reißfestigkeit.

Besondere Eigenschaften

- universeller Faden
- hervorragende Gleitfähigkeit
- sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft
- wirtschaftliche Großpackung