



Nachrüsttanks

Stück 25-70 µm inkl. Strahldüse 0,8 mm, f. Basic classic, Basic eco



Artikelnr.: 25419
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 2 kg
Höhe: 140 mm
Breite: 185 mm
Länge: 300 mm

€ 549,02

Zzgl. MwSt.

Stück Nachrüsttank 25-70 µm inklusive Strahldüse 0,8 mm, f. Basic classic, Basic eco

Tankmontage mit wenigen Handgriffen. Werkzeuglose Tankerweiterung über Schnellkupplungen und Farbleitsystem. Individuelle Auslegung der Tanks für Strahlmittel von 25–70 µm oder 70–250 µm. Kontrolle der Füllmenge durch transparente Tanks.