



Omnitips

Packung 2 Stück weiß/rot



Artikelnr.: 25660
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 87 mm
Länge: 170 mm

€ 1,27

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Applikationshalter (weiß/rot)

Beflockte Miniatur-Applikatoren zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Gels. Zubehör für OmniCite, OmniCite All`N`Bond, Omnicite Etch`N`Bond, OMNI-ETCH.