



Expansionsliquid Typ 140

Flasche 1 Liter Typ 140



Artikelnr.: 25666
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 1.36 kg
Höhe: 235 mm
Breite: 70 mm
Länge: 90 mm

€ 37,11

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Typ 140

Spezial-Liquid mit erhöhtem Kieselolanteil und anderer Teilchengröße für höhere Expansionswerte. Einsetzbar im Bereich der Doppelkronentechnik mit Chrom-Kobalt-Legierungen auch für andere phosphatgebundene Einbettmassen.