



Ketac™ Molar Quick

Normalpackung 20 Stück A3



Artikelnr.: 25686

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.18 kg

Höhe: 88 mm

Breite: 126 mm

Länge: 193 mm

€ 52,50

Zzgl. MwSt.

Normalpackung 20 Aplicaps A3

Das schnellabbindende 3M™ Ketac™ Molar Quick Glasionomer Füllungsmaterial liefert exzellente Ergebnisse mit minimalem Aufwand bei vielen Indikationen im Seitenzahnbereich.

- Kurze Mischzeit
- Kurze Abbindezeit
- Ausreichende Verarbeitungszeit
- Langer Rüssel an der Kapsel für eine gezielte Applikation auch in kleinen Kavitäten
- Fluoridabgabe

- Permanente Füllungen der Klasse I
- Semipermanente Seitenzahnfüllungen
- Milchzahnfüllungen (als Amalgamersatz)
- Erweiterte Fissuren
- Ungeduldige Patienten