



GingiCap™

Packung 2 x 30 Kappen (regular, large)



Artikelnr.: 26079

Hersteller: Centrix Incorporated

Gewicht: 0.034 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 89 mm

Länge: 140 mm

€ 57,99

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 30 Kappen (regular, large)

Unsere patentierte 2-Schritte-Anwendung nutzt den Bissdruck Ihrer Patienten, um GingiTrac in den Sulcus zu pressen und das Zahnfleisch in nur zwei Minuten zu retrahieren. Ein effektives Gingivaretraktionssystem, das wirklich Kaudruck, Adstringenz und Zeit nutzt. Anders als traumatisierende Fadentechniken oder unsaubere Pasternalternativen liefert *GingiTrac* die perfekte Kombination mit eingebauter Adstringenz. Erzielen Sie eine behutsame, vorhersagbare Gingivaretraktion — ganz ohne Fadenlegen!