



R-SI-LINE® MISCHKANÜLE MLN

Beutel 50 Stück blau/weiß



Artikelnr.: 26088

Hersteller: R-dental GmbH

Gewicht: 0.132 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 160 mm

Länge: 220 mm

€ 38,71

Zzgl. MwSt.

Beutel 50 Mischkanülen blau/weiß

- Mischungsverhältnis 1:1
- Sehr klein
- Blauer Verschluss
- Weiße Spirale
- Mit FANTESTIC® Intra-Oral-Tip L, IOT2001 benutzbar