



Filtek™ Supreme Flowable Fließfähiges Komposit Applikationskanülen

Packung 20 Stück 20G



Artikelnr.: 26164

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 85 mm

Länge: 138 mm

€ 5,15

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Applikationskanülen 20G

Applikationskanülen zur Einmalverwendung für verbesserten Zugang. Für eine leichte Applikation mit 3M™ Filtek™ Flowable Fließfähigen Komposit Spritzen.

- Einmalverwendung für leichtes Applizieren
- Biegsame Kanüle