




IPS e.max® CAD f.CEREC/inLab Farbschlüssel

Stück



Artikelnr.: 26186

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.088 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 82 mm

Länge: 159 mm

€ 58,86

Zzgl. MwSt.

Stück Farbschlüssel

Die Farbschlüssel für die Press- und CAD-Materialien unterstützen bei der Farbbestimmung. Zur Vermeidung von Querkontaminationen im Mund sind die einzelnen Schwertchen sowie der gesamte Schlüssel autoklavierbar. Die Musterplättchen zeigen das Material nach dem Press- bzw. Kristallisationsvorgang, d.h. die Endfarbe. Sie dienen so zur Farbkontrolle und bei IPS e.max® CAD zusätzlich als Qualitätskriterium für den Kristallisationsvorgang.