

Ultimate XL - Bürstenloser Mikromotor

Komplettsset Fußsteuergerät, Torque Handstück



Artikelnr.: 26520

Hersteller: NSK Europe GmbH

Gewicht: 5.48 kg

Höhe: 215 mm

Breite: 327 mm

Länge: 340 mm

€ 1.120,00

Zzgl. MwSt.

Komplettsset Fußsteuergerät, Torque Handstück

Der weltweit führende Labor-Mikromotor. Die ULTIMATE-Serie bietet sanfte Laufeigenschaften und viel Kraft. Dabei ist das 180° - Vektor-Kontrollsystem Garant für eine effiziente und stressfreie Arbeit.

- Kollektorloser Labor-Mikromotor
- Mikroprozessor-Steuerung
- Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000 U/min. (Fußgerät: 40.000 U/min.)
- Drehmoment: 8,7 Ncm (Torque-Handstück) bzw. 6,0 Ncm (Compact-Handstück)
- Digitale Drehzahlanzeige
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Werkzeug-Schnellspannung mit erhöhter Spannzangenkraft
- Auto-Cruise-Funktion
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Luftturbinenanschluss möglich (Knie-, Fuß- und Turmgerät)