



Omnicolor Universal Alginat

Beutel 500 g Pfefferminz



Artikelnr.: 26571

Hersteller: Omnident GmbH

Gewicht: 0.66 kg

Höhe: 163 mm

Breite: 88 mm

Länge: 106 mm

€ 7,27

Zzgl. MwSt.

Beutel 500 g Pfefferminz

Abformmasse mit Farbindikator, schnellabbindend. Totale und partielle Abformung im Mund, zur Herstellung von KFO-Apparaten. Pfefferminzgeschmack.

Farbindikator

- Violett - Dauer des Spatelns (45 Sekunden)
- Rosa - Löffel bestücken und in den Mund geben
- Weiß - Abdrucklöffel aus dem Mund nehmen
- Abbindezeiten: 2 Minuten 30 Sekunden