



Picosep

Flasche 30 ml Isoliermittel



Artikelnr.: 26587
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.101 kg
Höhe: 76 mm
Breite: 32 mm
Länge: 33 mm

€ 10,80

Zzgl. MwSt.

Flasche 30 ml Isoliermittel

Dünnflüssiges Isoliermittel auf Silikonbasis - speziell für die Wachstauchtechnik.

- Mikrofilm isoliert Gips gegen Wachs und Keramik
- Hauchdünner Auftrag wirkt über Tage, es muss nicht nachisoliert werden
- Entspannung der Oberfläche von Gips, Kunststoff und Metallen zur Wachsaufnahme
- Greift Stumpflacke und Wachse nicht an und verdunstet nicht
- Schichtbildung im 100stel Millimeterbereich, verhindert Verfälschung der Oberfläche
- Garantiert absolute Passgenauigkeit von Wachs-käppchen