



# Impregum™ Penta™ DuoSoft™ Kartusche

Stück Leerkartusche Penta L für Pentamix 3

---



Artikelnr.: 26615  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.314 kg  
Höhe: 104 mm  
Breite: 7 mm  
Länge: 175 mm

**€ 48,48**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Leerkartusche Penta L für Pentamix 3

Dank 3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial übernehmen Sie selbst bei schwierigen Fällen die Kontrolle. Es ist im Applikationssystem und in der Viskosität Ihrer Wahl erhältlich. Es zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeitstoleranz aus und eignet sich ideal für komplexe Fälle. Eine ausreichende Verarbeitungszeit, hervorragende Fließfähigkeit und die intrinsische Hydrophilie ermöglichen auf Antrieb präzise Abformergebnisse.

- Langlebige, stahlverstärkte Kartusche
- Völlig homogene und blasenfreie Mischung für präzise Abformungen auf Knopfdruck dank des 3M™ Pentamix™ 3 Automatischen Mischgeräts.
- Auf Knopfdruck liefert das automatische Mischgerät Pentamix™ 3 eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für präzise Abformungen.
- Die Rigidität des Materials nach dem Abbinden stellt eine präzise Übertragung der Implantatposition mittels Abformpfosten sicher
- Erhältlich in verschiedenen Viskositäten, Abbindezeiten und Applikationssystemen für Monophasen- sowie einzeitige Abformtechniken (Heavy-Body-/Light-Body-Technik)
- Erhöhen Sie die Abformgenauigkeit, indem Sie 3M™ Adstringierende Retraktionspaste applizieren – für Feuchtigkeitskontrolle bei jedem Schritt und eine gewebeschonende Retraktion der Gingiva

Zum automatischen Anmischen und Dosieren im 3M™ Pentamix™ 3 System.