



## PIEZO Implant Tip

Set Refill

---



Artikelnr.: 26663

Hersteller: KaVo Dental GmbH

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 39 mm

Breite: 80 mm

Länge: 119 mm

**€ 172,06**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Set Refill

Für die Entfernung von Plaque und Zahnstein von Implantatoberflächen und Restaurationen aus Metall oder Keramik; Für die effiziente und schonende Reinigung von Prothesenoberflächen; metallfreie Spitze.

- **Set:** Für die Entfernung von Plaque und Zahnstein von Implantatoberflächen und Restaurationen aus Metall oder Keramik; Für die effiziente und schonende Reinigung von Prothesenoberflächen; metallfreie Spitze; enthält einen Halter für PIEZO Implant Tips; Schlüssel für PIEZO Implant Tip Halter und 4 PIEZO Implant Tip Aufsätze
- **Set Refill:** Für die Entfernung von Plaque und Zahnstein von Implantatoberflächen und Restaurationen aus Metall oder Keramik; Für die effiziente und schonende Reinigung von Prothesenoberflächen; metallfreie Spitze; enthält 4 PIEZO Implant Tip Aufsätze