

# Gipsmodelltrimmer HSS-AZ

Stück mit Dia-Quick-Schleifscheibe



Artikelnr.: 26819

Hersteller: Wassermann Dental-Masch.

Gewicht: 21.6 kg

Höhe: 500 mm

Breite: 480 mm

Länge: 370 mm

**€ 1.917,83**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Gipstrimmer mit Magnetventil und Dia-Quick-Schleifscheibe teildiamantiert, direktbeschichtet, 1 m Zu- und Abflussschlauch, Schrägauflage

Leistungsstarker, wartungsfreier Motor. Kräftiges Innenraumpülsystem, oxydationsfreier Arbeitstisch, großer Ausschnitt (100 mm breit), kein überlaufendes Wasser, hohe Betriebssicherheit.