



GC GRADIA®

Flasche 3 ml Composite Primer



Artikelnr.: 26930

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.016 kg

Höhe: 73 mm

Breite: 25 mm

Länge: 35 mm

€ 21,77

Zzgl. MwSt.

Flasche 3 ml Composite Primer

Restaurationen so fest und schön wie der natürliche Zahn. Kompositrestaurationen bieten viele Vorteile, z. B. Festigkeit und Haltbarkeit. Doch obwohl auch Komposite gute ästhetische Eigenschaften aufweisen, verleihen sie dem Zahn nicht das natürliche Aussehen wie Keramik. Das ist jetzt Vergangenheit! Das einzigartige lichthärtende Mikro-Keramik-Komposit-System **GC GRADIA®** eignet sich für Kronen, Brücken, Inlays und Verblendungen. Verglichen mit herkömmlichen Kompositen erhalten die Restaurationen einen natürlicheren Farbton – ein Ergebnis der GC-Forschung. Die Kunststofffarben wurden parallel zu den **GC GRADIA®**-Anwendungstechniken entwickelt. Das Ergebnis dieses kombinierten Ansatzes ist ein System, das Zahnrestaurationen von optimaler Farbe, Helligkeit und Chroma liefert – bei gleichzeitiger Minimierung der Komposit-typischen Fahlheit. Die Opaleszenz der Restauration ist natürlich und mit der von Keramik vergleichbar. Das war bisher mit konventionellen Kompositmaterialien nicht möglich.