



Duceragold® Kiss

Flasche 2 ml Pasten opak liquid



Artikelnr.: 26960

Hersteller: DeguDent GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 48 mm

Länge: 95 mm

€ 10,75

Zzgl. MwSt.

Flasche 2 ml Pasten opak liquid

Duceragold®Kiss ist die Verblendkeramik für hochexpansive Legierungen im WAK Bereich von 16,2-17,6 µm/m •K und Bestandteil des bekannten und seit über 15 Jahren bewährten GoldenGate Systems. Duceragold®Kiss ist gleichermaßen für das Verblenden der Presskeramik Cergo Kiss indiziert. Eine Verblendkeramik mit zweifachem

Nutzen. Sowohl das Erscheinungsbild als auch die Materialeigenschaften und die glatte Oberfläche mit einem naturkonformen Abrasionsverhalten entsprechen dem natürlichen Zahn.

- Niedrige Abrasionswerte
- Homogene Oberflächen
- Bestandteil des bewährten GoldenGate Systems
- Farbvielfalt durch 1:1 Mischungen
- Lichtdynamische Massen

Das neue Komplettsystem passt in einen Designkoffer – wie Sie sehen. Und damit schaffen Sie 100 % der Arbeiten – wie Sie sehen werden.