

# TriAuto mini

Stück Endomotor

---



Artikelnr.: 27072  
Hersteller: J.Morita Europe GmbH  
Gewicht: 3.495 kg  
Höhe: 115 mm  
Breite: 331 mm  
Länge: 239 mm

**€ 1.322,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

## Stück Endomotor

Der Zahnarzt kann *TriAuto mini* nicht nur im Alleinbetrieb, sondern auch in Verbindung mit dem Apex-Lokator Root ZX mini verwenden. Der sonst kabellose *TriAuto mini* lässt sich einfach per Datentransferkabel an das Endometriegerät anschließen. Durch Root ZX mini erfolgt während der Präparation eine exakte Längenmessung, so dass der Behandler den Wurzelkanal sicher aufbereiten kann. In Verbindung mit dem Apex-Lokator stehen weitere Funktionen zur Verfügung, die dem Anwender zusätzliche Sicherheit gewähren.