



# R-SI-LINE® MISCHKANÜLE LN

Beutel 50 Stück gelb/weiß



Artikelnr.: 27081

Hersteller: R-dental GmbH

Gewicht: 0.132 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 160 mm

Länge: 220 mm

**€ 35,24**

Zzgl. MwSt.

Beutel 50 Mischkanülen gelb/weiß

- Mischungsverhältnis 1:1/2:1
- Neue, innovative T-Mischkanüle
- Für niedrigviskose, leichtfließende Abformmaterialien
- Gelber Verschluss
- Weiße Spirale
- Mit FANTESTIC® Intra-Oral-Tip L, IOT2001 benutzbar