



R-SI-LINE® INTRA-ORAL-TIP L

Beutel 50 Stück L gelb, für Mischkanülen LN, MLN



Artikelnr.: 27082
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 58 mm
Länge: 86 mm

€ 14,32

Zzgl. MwSt.

Beutel 50 Tips L gelb, für Mischkanülen LN, MLN

- Produktfarbe gelb
- Nur für MISCHKANÜLEN LN, MLN