



GC EQUIA™

Intro Pack 50 Kapseln A3, Zubehör



Artikelnr.: 27149
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.38 kg
Höhe: 80 mm
Breite: 184 mm
Länge: 217 mm

€ 147,56

Zzgl. MwSt.

Intro Pack 50 Kapseln A3, 4 ml EQUIA-Coat, 20 Dispensing Dish, 50 MicroTips, 1 Halter

GC EQUIA™ ist ein überzeugendes Glasionomer-basiertes Füllungsmaterial für die zahnfarbene und wirtschaftliche Seitenzahn-Restauration mit beeindruckenden Stärken auf allen Ebenen. Das GC EQUIA™ Füllungskonzept umfasst zum (kaudruckbelastete Klasse I Kavitäten) einen GC EQUIA™ Fil Kapseln - eine neue Generation speziell entwickelter Glasfüllkörper - und GC EQUIA™ Coat - einen hochgefüllten Kompositlack.

- Kein Bonding notwendig
- Bulk-Filling
- Hohe Feuchtigkeitstoleranz und Frakturbeständigkeit
- Optimaler Schutz der Randdichtigkeit für dauerhafte Restauration