



## SERALON®

Packung 24 Nadeln blau, 0,5 m, DS-18, Stärke 5/0

---



Artikelnr.: 27187  
Hersteller: Serag-Wiessner  
Gewicht: 0.18 kg  
Höhe: 67 mm  
Breite: 123 mm  
Länge: 144 mm

**€ 67,58**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 24 Nadeln blau, 0,5 m, DS-18, Stärke 5/0

SERALON® ist ein Polyamidfaden, der vergleichsweise zu herkömmlichem monofilem Nahtmaterial auffallend weich und geschmeidig ist.

Besondere Eigenschaften:

- idealer Hautfaden
- hervorragende Gleitfähigkeit
- sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft bei feiner Ausmessung
- sehr angenehmes Handling
- wirtschaftliche Großpackungen