



TempoCem Automix

Packung 63 g Kartusche, 35 Automix-Tips



Artikelnr.: 27191

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.215 kg

Höhe: 131 mm

Breite: 58 mm

Länge: 103 mm

€ 45,34

Zzgl. MwSt.

Packung 63 g Kartusche, 35 Automix-Tips

TempoCem Automix eugenolhaltiger temporärer Befestigungszement für provisorische und permanente Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, sowie temporäre Befestigung von implantatgetragenen Zahnersatz. Automatisches Mischen und direkte Applikation. Geringe Filmdicke.

Vorteile

- Beruhigende Wirkung durch Eugenol
- Optimale Haftung und Entfernbareit
- Überschüsse lassen sich leicht entfernen
- Direkte Applikation in das Provisorium