



TempoCemNE Automix

Packung 60 g Kartusche, 35 Automix-Tips



Artikelnr.: 27197

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.194 kg

Höhe: 135 mm

Breite: 60 mm

Länge: 107 mm

€ 51,59

Zzgl. MwSt.

Packung 60 g Kartusche, 35 Automix-Tips

TempoCemNE Automix eugenolfreier provisorischer Befestigungszement für provisorische und permanente Kronen, Brücken, Inlays und Onlays. Geringe Filmdicke.

Vorteile

- Universell einsetzbar
- Keine Beeinflussung harzbasierter Restaurativ-Materialien
- Optimale Haftung und Entfernbarekeit
- Direkte Applikation
- Hervorragende Passgenauigkeit
- Keine postoperativen Schmerzen
- Thermischer Schutz der Pulpa