



## Ionosit-Baselinier

Packung 3 x 0,33 g Safering



Artikelnr.: 27277

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 118 mm

Länge: 200 mm

**€ 19,50**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 x 0,33 g Safering

Der „Stressbrecher“ unter den Dentalmaterialien. Dieser lichthärtende, aktive Baselinier ist das ideale Einkomponenten-Unterfüllungsmaterial für Composite-Restaurationen. Seine aktive Chemie kann den Schrumpf von Compositefüllungen ausgleichen, Randspaltbildung verhindern und damit postoperative Sensibilitäten, Mikrofrakturen und Sekundärkaries verringern. Material ist röntgensichtbar, setzt permanent Fluorid frei und ist durch seinen Zinkgehalt antibakteriell.