



Silagum Comfort

Nachfüllpackung 25 ml Doppelkartusche, 5 Automix-Tips



Artikelnr.: 27304

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.097 kg

Höhe: 71 mm

Breite: 35 mm

Länge: 119 mm

€ 24,93

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 25 ml Doppelkartusche, 5 Automix-Tips

Dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf der Basis von A-Silikonem.

Anwendungsgebiete

Unterfütterung für totale, partielle und implantatgetragene Prothesen.

Vorteile

- Sehr guter Haftverband zur Prothese
- Hohe Reißfestigkeit
- Neutraler Geruch und Geschmack
- Sehr anwenderfreundliches Handling
- Hohe Ästhetik durch transparente pinke Farbe

Besonderheiten

- Sowohl in der 25 ml als auch in der neuen 50 ml Automix-Kartusche erhältlich