

VITA VACUMAT® 6000 MP

Stück anthrazit (ohne VITA vPad)



Artikelnr.: 27310
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 25 kg
Höhe: 570 mm
Breite: 530 mm
Länge: 780 mm

€ 5.038,47

Zzgl. MwSt.

Stück Kombiofen anthrazit (ohne VITA vPad)

Der *VITA VACUMAT® 6000 MP* ist gebaut, um Ihnen sichere und verlässliche Pressergebnisse zu garantieren. Diese Kombipresseinheit vereint alle Vorzüge eines modernen Brenn- und Pressofens und setzt in ihrer Kompaktheit einen neuen Standard. Der *VITA VACUMAT® 6000 MP* besitzt sämtliche Programme und Funktionen des *VITA VACUMAT® 6000 M*. Darüber hinaus ist er zum Pressen aller am Markt erhältlichen Presskeramiken und für verschiedenste Muffelsysteme geeignet. Die automatische Erkennung der Anzahl eingesetzter Pellets verhindert ein Fehlpressen und eine Beschädigung der Brennmuffel durch unzureichende Bestückung (VITA PressControl). Für die Bedienung benötigen Sie eines oder mehrere der Bedienelemente VITA vPad (nicht im Lieferumfang enthalten).