



DMG MixStar-Tips

Packung 50 Stück weiß



Artikelnr.: 27347

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.353 kg

Höhe: 73 mm

Breite: 143 mm

Länge: 219 mm

€ 56,58

Zzgl. MwSt.

Packung 50 MixStar-Tips weiß

Silagum-MixStar Putty Soft, StatusBlue, Honigum MixStar Heavy und Honigum MixStar Mono in der 380 ml Kartusche.