



Rührbecher

Stück für 150 ml



Artikelnr.: 27507
Hersteller: Reitel Feinwerktechnik
Gewicht: 0.531 kg
Höhe: 135 mm
Breite: 145 mm
Länge: 207 mm

€ 214,40

Zzgl. MwSt.

Stück Rührbecher für 150 ml

Für die Modellherstellung im Zahnlabor ist das Anrühren ein unumgänglicher Arbeitsschritt. Als praktisches Zubehör erhalten Sie diese stabilen Rührbecher aus hochwertigem, transparentem Kunststoff. Das Rührwerk ist dabei speziell konzipiert für Gipse, Einbettmassen und Materialien ähnlicher Konsistenz. Die Becher gibt es in verschiedenen Größen: Äußerst praktisch für den geringen Bedarf ist der 75 ml-Becher, für sehr große Mengen empfehlen wir den 1.000 ml-Rührbecher. Dazwischen sind die Größen 150 ml, 400 ml (beim Kauf eines RETOMIX oder VACURET inklusive) und 600 ml erhältlich.