



# Rührbecher

Stück für 400 ml



Artikelnr.: 27508  
Hersteller: Reitel Feinwerktechnik  
Gewicht: 0.892 kg  
Höhe: 136 mm  
Breite: 139 mm  
Länge: 209 mm

**€ 237,19**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Rührbecher für 400 ml

Für die Modellherstellung im Zahnlabor ist das Anrühren ein unumgänglicher Arbeitsschritt. Als praktisches Zubehör erhalten Sie diese stabilen Rührbecher aus hochwertigem, transparentem Kunststoff. Das Rührwerk ist dabei speziell konzipiert für Gipse, Einbettmassen und Materialien ähnlicher Konsistenz. Die Becher gibt es in verschiedenen Größen: Äußerst praktisch für den geringen Bedarf ist der 75 ml-Becher, für sehr große Mengen empfehlen wir den 1.000 ml-Rührbecher. Dazwischen sind die Größen 150 ml, 400 ml (beim Kauf eines RETOMIX oder VACURET inklusive) und 600 ml erhältlich.