



Schleifscheiben

Packung 5 Schleifscheiben Korund Klett, Ø 250 mm



Artikelnr.: 27511

Hersteller: Reitel Feinwerktechnik

Gewicht: 0.198 kg

Höhe: 25 mm

Breite: 254 mm

Länge: 261 mm

€ 88,64

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifscheiben Korund Klett, Ø 250 mm

Verwendbar für den ROTOGRIND NT und ROTOGRIND MINI.

- Schleifträger für Korung "Klett", Trägerscheibe aus Aluminium, mit Klettverschluss, inklusive 1 Schleifscheibe Korund
- Schleifscheibe Korund "Klett", K80, für Schleifträger Korund "Klett"
- Silicium Carbid: Beidseitig verwendbar, kein Schleifträger erforderlich