



POLIRESIN®

Beutel 2 kg



Artikelnr.: 27531

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 2.064 kg

Höhe: 301 mm

Breite: 160 mm

Länge: 193 mm

€ 15,41

Zzgl. MwSt.

Beutel 2 kg Poliermittel

Speziell für die Bearbeitung von Kunststoffprothesen entwickeltes, geruchsneutrales Poliermittel. Gleiche Verarbeitung wie mit Bimssteinpulver, jedoch wirkt *POLIRESIN®* extrem abrasiv glättend und hat eine um 30 % höhere Standzeit. Dank der einzigartigen, kristallinen Struktur wird die Kunststoffoberfläche schonend poliert und der Zeitaufwand bis zur anschließenden Hochglanzpolitur deutlich reduziert. Zum Anrühren wird eine Bimsdesinfektion empfohlen.