



Inkotherm 85 Gießkunststoff

Flasche 500 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 27556

Hersteller: Hedent GmbH

Gewicht: 0.8 kg

€ 45,82

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 ml Flüssigkeit

Kunststoff-Warmpolymerisat für Prothesen im Perform-Inkovac-Polymerisationssystem und in der Modellgusstechnik. Inkotherm 85 speziell für die Gießtechnik entwickelt, besonders gute Fließeigenschaften. Inkotherm 85 kann durch die individuellen Einsatzmöglichkeiten besonders wirtschaftlich als Universalkunststoff auch bei Erweiterungen und Reparaturen eingesetzt werden.