




Omni HM-Fräser Schliff 25

Stück spiralverzahnt, 3 x violett superfein, HP, Figur 194, 13,5 mm, ISO 040



Artikelnr.: 27668
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 23 mm
Länge: 70 mm

€ 13,37

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser spiralverzahnt, 3 x violett superfein, HP, Figur 194, Kopflänge: 13,5 mm, ISO 040

Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Titan, NEM-Legierungen, Edelmetallen, Modell-Hartgips, Modellguss, Verblend-Kunststoffen, Prothesen-Kunststoffen.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser:

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kunststofftechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.