



GC EXA'lence™

Refill Packung 2 x 48 ml Doppelkartusche Extra Light Body Regular, Zubehör



Artikelnr.: 27805
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.245 kg
Höhe: 96 mm
Breite: 60 mm
Länge: 130 mm

€ 52,35

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 2 x 48 ml Doppelkartusche Extra Light Body Regular, 6 Mixing Tips II gelb

GC hat sich die besten Qualitäten zweier großartiger Materialien zunutze gemacht, um das Abformmaterial der nächsten Generation zu schaffen: Vinyl PolyEther Silikon (VPES).

GC EXA'lence™ bietet Ihnen:

- Intrinsische hydrophile Eigenschaften zur Erfassung der feinsten Details, sogar in einer feuchten Umgebung
- Hervorragendes „Flow“ und thixotrope Eigenschaften
- Ausgezeichnete Elastizität mit einem hohen Grad an Belastbarkeit, um Rissbildung standzuhalten
- Milder Pfefferminzgeschmack
- Breites Angebot an Abbindezeiten und Viskositäten