



GC EXA'lence™ PUTTY

Standard Kit



Artikelnr.: 27808

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 1.21 kg

Höhe: 93 mm

Breite: 196 mm

Länge: 104 mm

€ 100,47

Zzgl. MwSt.

Standard Kit 500 g Base, 500 g Catalyst, Zubehör

GC hat sich die besten Qualitäten zweier großartiger Materialien zunutze gemacht, um das Abformmaterial der nächsten Generation zu schaffen: Vinyl PolyEther Silikon (VPES).

GC EXA'lence™ bietet Ihnen:

- Intrinsische hydrophile Eigenschaften zur Erfassung der feinsten Details, sogar in einer feuchten Umgebung
- Hervorragendes „Flow“ und thixotrope Eigenschaften
- Ausgezeichnete Elastizität mit einem hohen Grad an Belastbarkeit, um Rissbildung standzuhalten
- Milder Pfefferminzgeschmack
- Breites Angebot an Abbindezeiten und Viskositäten