



GEO Avantgarde Modellierwachse

Zylinder 75 g universal, beige/opak



Artikelnr.: 27878
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.105 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 63 mm
Länge: 65 mm

€ 18,18

Zzgl. MwSt.

Zylinder 75 g universal, beige/opak

Spezialwachse für elektrisches Aufwachsen.

GEO-Avantgarde universal Eignet sich zum schnellen Anschwemmen großer Mengen Wachs. Ideal für die Verbindung von Brückengliedern mit Pfeilern. Geringe Oberflächenspannung. Niedriger Schmelzpunkt. Sehr geringe Erstarrungskontraktion. Ausgezeichnete Fließfähigkeit.

GEO-Avantgarde okkusal Erfüllt alle Anforderungen für die Modellation einer Kaufläche. Hohe Härte, keine Abrasion der Kontaktpunkte. Auch sehr gut zur Modellation approximaler Kontaktpunkte. Hohe Standfestigkeit. Durch hohe Oberflächenspannung lässt sich das Wachs gut ziehen. Optimal für filigrane Kauflächengestaltung. Opake Erscheinung für Konturschärfe und permanente Kontrolle während der Modellation.