



# GEO Classic Modellierwachse

Zylinder 75 g mint-transparent, für Vollkeramik

---



Artikelnr.: 27893  
Hersteller: Renfert GmbH  
Gewicht: 0.103 kg  
Höhe: 58 mm  
Breite: 62 mm  
Länge: 68 mm

**€ 14,37**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Zylinder** 75 g Wachs mint-transparent, für Vollkeramik

Die Modellierwachse GEO Classic sind harte Wachse mit sehr guten Modellier- und Schabeigenschaften. Die organischen Modellierwachse transparent sind rückstandsfrei verbrennbar. Die anorganischen Modellierwachse opak eignen sich bestens für die Herstellung von konventionellen Restaurationen mittels Gusstechnik.

## Vorteile

- Sehr gute Flies- und Modelliereigenschaften durch einen breiten Schmelzbereich
- Hohe Präzision und Passgenauigkeit aufgrund eines sehr geringen Schrumpfverhaltens
- Optimal geeignet zur Kaufächengestaltung dank einer unelastischen harten Wachsqualität

## Anwendungsgebiete

- Gerüste
- Einzelkronen
- Inlays und Onlays
- Brückenrestaurationen
- Frästechnik
- Teleskop- und Konuskronen
- Voll- und Presskeramik
- monolithische und diagnostische Wax-u.p

## Merkmale

Die organischen, transparenten Modellierwachse verbrennen rückstandsfrei und sind besonders geeignet für die Voll- und Presskeramik. Alle Modellierwachse der GEO Classic Linie eignen sich bestens für das Arbeiten mit dem elektrischen Wachsmesser oder der offenen Flamme.