




GEO Wachsretentionen

Packung 20 Stegretentionen türkis



Artikelnr.: 27972
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.057 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 91 mm
Länge: 95 mm

€ 15,43

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Stegretentionen türkis

- Retentionsgitter grob: Grobe Gitterstruktur mit 2,2 x 2,2 mm. Hohe Druckstabilität, leicht adaptierbar. Auch mit selbstklebender Beschichtung lieferbar. Plattengröße 70 x 70 mm, Plattenstärke 0,75 mm
- Retentionsgitter fein: Feine Gitterstruktur mit 1,8 x 1,8 mm. Hohe Druckstabilität, leicht adaptierbar. Auch mit selbstklebender Beschichtung lieferbar. Plattengröße 70 x 70 mm, Plattenstärke 0,7 mm
- Retentionsgitter diagonal: Hervorragende Retentionswirkung durch spezielle Struktur. Hohe Druckstabilität, leicht adaptierbar. Plattengröße 70 x 70 mm, Plattenstärke 0,95 mm
- Rundlochgitter: Lochdurchmesser 2 mm. Hohe Druckstabilität, leicht adaptierbar. Auch mit selbstklebender Beschichtung lieferbar. Plattengröße 70 x 70 mm, Plattenstärke 0,8 mm
- Stegretentionen: Ideal für schmale Kieferkämme im Unterkiefer. Hohe Druckstabilität, leicht adaptierbar. Auch mit selbstklebender Beschichtung lieferbar. Plattengröße 70 x 70 mm, Plattenstärke 1,3 mm
- Lochretentionen gerade: Hohe Druckstabilität, leicht adaptierbar. Ideal als UK-Retention, auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Lochretentionen versetzt: Kompakte Retentionen. Durch versetzte Anordnung optimaler Platz zur Zahnaufstellung