



Ultrapak™-Legeinstrumente

Stück gezahnt, mittel, 45° rechts/links



Artikelnr.: 28155

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.03 kg

Höhe: 13 mm

Breite: 36 mm

Länge: 199 mm

€ 32,61

Zzgl. MwSt.

Stück Legeinstrument gezahnt, mittel, 45° rechts/links

Spezielle Lege-Instrumente, erleichtern das Platzieren von Ultrapak-Retraktionsfäden. Die dünnen Enden sinken in die gestrickten Fäden ein, so wird der Faden sicher in den Sulcus eingebracht und eine Verletzung des Attachments vermieden. Gezahnte Instrumente für axiales Stopfen, glatte Instrumente für horizontal-gleitendes Einbringen.