



Inspiral® Brush Tips

Packung 20 Stück, Ø 1,07 mm



Artikelnr.: 28187

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.016 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 50 mm

Länge: 50 mm

€ 15,76

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Inspiral Brush Tips Ø 1,07 mm

Der "Klassiker". Kunststoff-Ansatz, rot-transparent, mit Bürstenende. Die innere Spiralführung setzt die Viskosität leicht herab - optimiert die Applikation. Die Borsten können herausgezogen werden (wirken weicher) oder verkürzt werden (wirken härter). Für gelförmige Materialien.

Zu verwenden mit: Composite Wetting Resin, Peak Universal Bond, PermaQuick, PQ1, Ultradent Porcelain Etch, Ultra-Etch, UltraSeal XT plus und UltraSeal XT hydro.