



Blue Micro® Tip

Packung 100 Blue Micro Tips, Ø 0,5 mm



Artikelnr.: 28190

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.047 kg

Höhe: 83 mm

Breite: 49 mm

Länge: 49 mm

€ 38,43

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Blue Micro Tips, Ø 0,5 mm

Blauer Kunststoffansatz mit Metallkanüle, stumpf, gebogen. Für die punktförmige Applikation.

Zu verwenden mit PrimaDry, Ultra-Etch.