



## R-SI-LINE® HEAVY EXACT K

Packung 2 x 50 ml inklusive 12 Mischkanülen SXN

---



Artikelnr.: 28385  
Hersteller: R-dental GmbH  
Gewicht: 0.273 kg  
Höhe: 60 mm  
Breite: 102 mm  
Länge: 128 mm

**€ 49,03**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartuschen inklusive 12 Mischkanülen SXN

Einphasen-Präzisionsabformmaterial.

- Produktfarbe lila
- A-Silikon, Vinylpolysiloxan (VPS).
- Für implantologische Abformungen
- Für Gegenkieferabformungen
- Für Überabformungen
- Hochviskos, Shore-A-Härte ~ 73
- Aushärtezeit oral ~ 3 min.