



thermosept® NKZ

Kanister 5 kg



Artikelnr.: 28404

Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Gewicht: 5.349 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 145 mm

Länge: 255 mm

€ 23,71

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 kg

thermosept® NKZ wird zur Neutralisation nach alkalischer Reinigung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen und mikrochirurgischen Instrumenten, Edelstahlcontainern, starren Endoskopen, Anästhesiematerial, OP-Schuhen, Babyflaschen und Laborutensilien empfohlen. Nach neutraler Reinigung mit z. B. *thermosept® RKN-zym* kann durch *thermosept® NKZ* das Reinigungsergebnis optimiert und Ablagerungen sowie Verfärbungen vermieden werden. Das Produkt ist ebenfalls geeignet zur phosphatfreien Reinigung von Laborglas und zur sauren Vorreinigung von chirurgischen (Edelstahl)-Instrumenten. *thermosept® NKZ* ist für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Taktbandanlagen geeignet.